

嘔吐物処理の決定版

次亜パウダーシリーズ

緑の次亜パウダー1000S

青の次亜パウダー1000



ご存じです
よね

ノロウイルスに対しては
次亜塩素酸ナトリウムによる
消毒が有効です

嘔吐物に対しては1000ppm(0.1%)の
次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が
推奨されています

でも、こんな悩みが...



いつも塩素系漂白剤を使っているけど、
正確な濃度になっているのかな

液体の塩素系漂白剤は、時間が経つと
濃度が下がっていくのよね

液体の塩素系漂白剤を学校に大量に
置いておくのは、安全面で管理が大変ね

そこで！

粉末から
作る

**1000ppm (0.1%)
次亜塩素酸ナトリウム**

次亜パウダー1包をペットボトルなどで
水道水に溶かすだけ



正確な1000ppm次亜塩素酸ナトリウム
水溶液が簡単に作れます

粉末だから

- 濃度計算不要
- 長期保存可能
(常温常湿で未開封約2年)
- 小分け・持ち運びにも便利



500ml
ペットボトル用


使い切り
タイプ

15包
セット

成分：次亜塩素酸塩・賦形剤

①粉末1包を500mlペットボトルで水道水
に溶かして軽く振って下さい。

②1000ppm次亜塩素酸ナトリウム水溶液が
500ml (約1回分) 作成できます。



これなら
簡単に
正確ね

緑の次亜パウダー1000S

通常価格¥2,200(税別)

コード	内容	特別価格
日医-35001	5g × 15包	¥1,900(税別)

大量の
利用には

2L
ペットボトル用

専用保管ボトル
利用で
約2週間保存可能



10包
セット

成分：次亜塩素酸塩・賦形剤

青の次亜パウダー1000

コード	内容	価格
日医-27000	7g×10包	¥2,200(税別)

次亜パウダー1000 専用保管ボトル2L

コード	内容	価格
日医-27010	2L空ボトル	¥880(税別)

①粉末1包を2L専用保管ボトルで
水道水に溶かして軽く振って下さい。

②1000ppm次亜塩素酸ナトリウム水溶液が
2L(約4回分)
作成できます。

すぐに使えて
便利な上に
経済的ね

③余った水溶液は
しっかりとふたをして
常温常湿で保存して下さい。
1000ppmの有効塩素濃度が
約2週間維持できます。
(一般の2Lペットボトルで
作成した場合は使い切ってください)



お得な
セット



+




= ¥3,080
のところ

次亜パウダー1000 専用保管ボトルセット

コード	内容	特別価格
日医-27022	青の次亜パウダー1000 専用保管ボトル2L	¥2,700(税別)

余った次亜塩素酸ナトリウム
1000ppm水溶液を
「専用噴霧ボトル500ml」で5倍
に希釈(200ppm)すれば
手すり・ドアノブなどの
消毒にも使用できます。



希釈目安
ライン付

200ppm
希釈用

無駄なく
使えるのね



次亜パウダー1000 専用噴霧用ボトル500ml用

コード	内容	価格
日医-27011	500ml 空ボトル	¥380(税別)

株式会社 日本医療器研究所

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目24番11号
TEL.03(3834)3191(代表) FAX.03(3831)8964

URL <http://www.nihon-iryoku.jp>

保健の日医

検索